

INTRODUCTIE VAN HET NIEUWE MYOSURE® MANUAL INSTRUMENT

EENVOUDIG ONDER ZICHT

Bij gebruik met de MyoSure® hysteroscoop, laat het NIEUWE MyoSure® MANUAL instrument u toe om weefsel weg te snijden onder direct zicht in elke setting.



“Sneller dan ik dacht”

Kees Yedema, Gynaecoloog HMC Westeinde, Den Haag


“Eenvoudig in gebruik”

Jeroen Dijkstra, Gynaecoloog Isala, Zwolle



Weefselopvangpotje

Geeft direct zicht op het verwijderde weefsel. Het weefselopvangpotje kan losgemaakt worden om het weefsel naar pathologie te sturen



Intern vacuümsysteem

Er is geen extern zuigsysteem nodig



Manuele activatie

Biedt multifunctionele handcontrole over het snijvenster en het vacuüm

MyoSure® MANUAL

Nauwkeurig, eenvoudig
en onder zicht te
gebruiken in elke setting



MyoSure® MANUAL biedt verschillende voordelen:



Verhoogt effectiviteit en efficiëntie in elke setting



De mogelijkheid om onder direct zicht intracavitair weefsel te verwijderen



Patiëntvriendelijk en geschikt voor gebruik in elke setting

MYOSURE MANUAL: SNEL EN EENVOUDIG

Wat is nodig:



1-LITER ZAK MET
ZOUTOPLOSSING



MYOSURE®
HYSTEROSCOOP



IN- EN AFVOERSLANG
meegeleverd

NIET NODIG:

- Controller
- Geautomatiseerd vloeistofbeheersysteem
- Extern vacuümsysteem

Neem contact op met uw Hologic contactpersoon of ga naar hologic.nl voor meer info

BESTELINFORMATIE

BESCHRIJVING	ORDERNUMMER
MYOSURE® MANUAL 3-PACK	20-403ML
MYOSURE® HYSTEROSCOPIESET	40-250
AFDICHTINGSSET VOOR EENMALIG GEBRUIK (DOOS VAN 10)	40-902
STERILISATIE TRAY VOOR HYSTEROSCOPIE SET	MME-02584

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het MyoSure® MANUAL instrument voor weefselverwijdering is bedoeld voor hysteroscopische intra-uteriene procedures door opgeleide gynaecologen voor het wegsnijden en verwijderen van weefsel. Het is niet geschikt voor patiënten die zwanger zijn of kunnen zijn, of die een infectie van het bekken of baarmoederhalsmalignteiten hebben, of die eerder werden gediagnosticeerd met baarmoederkanker.

PB-00608-GBR-EN Rev001 ©2017 Hologic, Inc. Hologic, MyoSure, The Science of Sure, en geassocieerde logo's zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze informatie is bedoeld voor medische professionals en is niet bedoeld als een productadvertentie of promotie waar dergelijke activiteiten verboden zijn. Aangezien Hologic-informatie wordt verspreid via websites, eBroadcasts en beurzen, is het niet altijd mogelijk om te controleren waar dergelijke informatie verschijnt. Voor specifieke informatie over welke producten beschikbaar zijn voor verkoop in een bepaald land, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hologic-vertegenwoordiger of een e-mail sturen naar info@hologic.com.

MyoSure® MANUAL

UITSLUITEND VOOR INTERN GEBRUIK